

The AC 03.1 equipment demonstrates clearly the operation of a air / water heat pump .

The system consists of: compressor, circulating pump, flow control valve, storage tank, condenser, filter / drier, expansion valve and evaporator fan, water flow meters, temperature sensors and pressure displays at strategic points circuit.

With this complete teaching unit, it can be studied with clarity the use of environmental energy to heat water.

The refrigerant absorbs ambient heat when passing through the evaporator with a fan, and subsequently transferred to the water in the condenser.

The hot water storage tank is equipped with an internal heat exchanger, which can be connected to the network, to exchange energy with the flow of water.

The heat absorbed by the water in the condenser, turn to hot water tank, where the heat energy can be exchanged with the flow of water.

The system is also ready to operate in open circuit, ie the mains water can enter directly to the condenser, which have instantaneous heating.




Diagram.

DIKOIN

AC 03.1 DEMOSTRACIÓN BOMBA DE CALOR

- COMPRESOR

El compresor, corazón del equipo, es del tipo hermético alternativo para baja temperatura, con una potencia de 532W. Ya hemos dicho que la razón de un compresor es impulsar el refrigerante por todo el sistema, aspirándolo en forma de gas a baja presión y sufriendo al condensador a alta presión, manteniendo una presión y temperatura bajas en el evaporador, favoreciendo de esta forma el efecto de refrigeración.




DIKOIN

AC 03.1 DEMOSTRACIÓN BOMBA DE CALOR

- VÁLVULA DE EXPANSIÓN

Un bulbo sensor de temperatura, que debe colocarse en aspiración del compresor, viéndole de esta forma la temperatura en cada momento, adaptándose el flujo masico a las necesidades de cada momento.



DIKOIN

AC 03.1 DEMOSTRACIÓN BOMBA DE CALOR

- FILTRO DESHIDRATADOR

En todo sistema de refrigeración, el refrigerante y el aceite recorren el circuito cientos de veces al día. Si dentro del circuito se ha dejado cualquier tipo de actividad o contaminante a incluso, residuos de humedad, éstos circularán con aceites y finalmente se presentarán problemas de frituramiento en la válvula de expansión y daños en el propio compresor (son los dos elementos mecánicos del sistema de refrigeración). Sabemos que el refrigerante y el aceite deben mantenerse, en todo momento, limpios y libres de humedad para evitar que se produzcan obstrucciones; para ello la solución ideal es la instalación de un filtro deshidratador, que sigue el sistema eliminando la humedad y sirve de freno al transporte de contaminantes en el circuito.



• VÁLVULA DE LIQUIDO

El vástago de líquido sirve para controlar de forma rápida las condiciones del refrigerante en fase líquida, la regularidad del caudal y la ausencia de humedad en el circuito. También permite la inspección del retorno del aceite al cárter del compresor. Es decir, si aparece burbujas, indica que hay una evaporación parcial del refrigerante a lo largo del circuito [Flash-gas].

Con el fin de controlar la humedad en el circuito, el vástago dispone de un elemento que varía de color en caso de presencia de humedad, pasando, generalmente, del verde al amarillo.



• PRESOSTATOS

Presostatos de alta y baja presión. La misión de un presostato en un equipo a presión es controlar y regular la presión del circuito. Son, por lo tanto, elementos de seguridad.

Correspondiente a alta presión para el compresor cuando la presión en el lado de alta se eleva por encima de un valor determinado y previene de esa forma la aparición de daños en el equipo.

Análogamente, el de baja presión detiene el funcionamiento del equipo cuando la presión de baja desciende de ese valor determinado.

Ambas estanaciones conectadas a la entrada (baja) y salida (alta) del compresor. Ambas se han instalado mandíbulas en los que es posible cezar las presiones de alta y baja del sistema en cada momento.



The manual shows and explains the different parts that form the unit.

DIKOIN

AC 03.1 DEMOSTRACIÓN BOMBA DE CALOR

5.2. BALANCES ENERGÉTICOS

5.2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO

La potencia consumida por la instalación calorífica viene dada por la suma del consumo del evaporador y el compresor, la calculamos a través de la siguiente expresión:

$$P_{consumido} [W] = T_{evap} \times \dot{Q}_e + T_{comp} \times \dot{Q}_{comp} + [T_{camb} \times \dot{Q}_c + T_{camb} \times \dot{Q}_{comp}]$$

El equipo dispone de bornas para la lectura de la intensidad de corriente en cada situación.

De no disponer de instrumento para su lectura podemos considerar que la intensidad media de consumo tiene el siguiente valor:

$$I_m = 1404$$

Otras veces se emplean:

$$T_{evap} = T_{camb} = 120^\circ C$$

$$\dot{Q}_{consum} = 37$$

$$\dot{Q}_{consum} = 0.7$$

Por otro lado la potencia útil para calentar agua será el resultado de la siguiente expresión:

$$P_{use} = \dot{Q} \times \Delta T \quad (\text{Kcal}/\text{h})$$

La energía la obtenemos dividiendo el tiempo tardado en alcanzar dicho incremento de temperatura:

$$E = P \times t \quad (\text{KWh})$$

Comparando los resultados calculados con los de consumo de la instalación calculamos "coeficiente de rendimiento", COP:

$$\text{COP} = \frac{P_{use}}{P_{consumido}}$$

*Es necesario jugar con unidades, $498 = 37 \times 120 / 0.7$
*Equivalencia: $2 \text{ KWh} = 0.24 \text{ kcal}$; $2 \text{ KWh} = 2 \text{ W}$

DIKOIN

AC 03.1 DEMOSTRACIÓN BOMBA DE CALOR

5.2.2. CIRCUITO ABIERTO

MÉTODO

Con esta práctica vamos a estudiar el rendimiento de la instalación en circuito abierto, para ello:

- Conectaremos el circuito hidráulico para su uso en circuito abierto (Válvula apagada 4-2).
- Ponemos en marcha la instalación frigorífica.
- Para cada caudal de funcionamiento (Q) podemos orientar la práctica en dos direcciones:
 - (A) Fijar un tiempo determinado y tomar las temperaturas a la entrada, T2.1 y salida del condensador, T2.2.
 - (B) Fijar un intervalo de temperaturas a alcanzar entre la entrada y salida del condensador (ΔT) y elegir el tiempo necesario para alcanzarlo.
- Variaremos el caudal y repetiremos el proceso.
- Referiremos las tablas con los datos obtenidos y observaremos las gráficas de resultados estudiando el rendimiento del sistema en función del caudal de agua de trabajo empleado.

Nota 1: Si realizamos el proceso conectando el equipo en distintas diámetros de agua obtendremos resultados distintos, la razón es que tanto la temperatura del agua de red como la del ambiente del local varían en función de la estación en la que nos encontramos.


Nota 2: Es aconsejable cambiar la instalación entre lectura y lectura para obtener estos correctos resultados.

NOTA IMPORTANTE: El apagado y encendido del compresor en repetidas ocasiones puede ocasionar el desvío del cursor.

28

29

The instruction manual explains and shows all the theoretical foundations, as well as all the mathematic expressions used during the experimentation.



During the experiments, the obtained results are shown in a Mollier Diagram. Pressure-Enthalpy.


AC 03.1 DEMOSTRACIÓN BOMBA DE CALOR
4.2. FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO. CIRCUITO ABIERTO

- Con la instalación frigorífica en funcionamiento se hace necesaria una toma de agua de red.
- Conectamos el equipo al agua de red a través de esa manguera mediante la entrada E2.



- También necesitamos un desague próximo o en su caso algún depósito o recipiente donde recoger el agua que, al ser un circuito abierto, vamos a desechar.
- Conectamos la segunda manguera a la salida S2. El extremo opuesto lo situamos en un desague.



- Con las válvulas V1 y V2 cerradas, abrimos el agua de red viendo como el agua comienza a circular por la instalación.



13


AC 03.1 DEMOSTRACIÓN BOMBA DE CALOR

- Observamos el caudal de funcionamiento en el caudalímetro dispuesto (Q2) y lo regulamos con la válvula dispuesta en la toma de red.



- En los displays T2.1 y T2.2 se pueden ver respectivamente las temperaturas antes y después del intercambio de calor en el condensador.



- Realizamos las prácticas correspondientes, descritas a continuación para este tipo de circuito.

14


AC 03.1 DEMOSTRACIÓN BOMBA DE CALOR
4.3. FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO. CIRCUITO CERRADO
LLENADO DEL CIRCUITO DEL ACUMULADOR

Los primeros pasos son iguales que para trabajar con el circuito abierto:

- Necesitamos una toma de agua de red.
- Conectamos el equipo al agua de red a través de esa manguera mediante la entrada E2.



- También necesitamos un desague próximo o en su caso algún depósito o recipiente donde recoger el agua que, al ser un circuito abierto, vamos a desechar.
- Conectamos la segunda manguera a la salida S2. El extremo opuesto lo situamos en un desague.



- Abrimos las válvulas V1 y V2 y también el purgador situado sobre el caudalímetro.



15

The manual shows clearly and with a lot of images, the hole process to operate the equipment.

LEARNING OBJECTIVES

- Study of the operation of a heat pump.
- Study of the main components of the heat pump.
- Representation of reversible thermodynamic processes.
- Control of the temperatures and pressures in the process.
- Harnessing the accumulated heat.
- Energy balances:
 - Open circuit.
 - In closed circuit.

TECHNICAL DATA

Refrigerant

- R134a

Compressor

- Power: 533 W
- Displacement: 6,1 cm³
- Nominal intensity: 1,58 A
- Maximum intensity: 2,23 A
- Nominal voltage: 220-240V

Evaporator

- Finned evaporator fan.
- Power: 380W

Ventilador del evaporador

- Nominal intensity: 230 V
- Nominal speed: 1500 rpm
- Airflow: 250 m³ /h

Flowmeters

- Scale: 35-350 l/h

Capacitor

- Exchanger concentric tubes.

Hot water tank

- Hot water tank with internal heat exchanger.
- Capacity: 5,5L.
- Circulation hot water circuit by circulator.

MEASURING APPARATUS

- Temperature sensors:
 - Input and output of the refrigerant to the condenser.
 - Input and output of the water to the condenser.
 - Input and output of the water to the coil.
- Pressures:
 - Input and output of the refrigerant to the compressor.
- Flows:
 - Water flow through the condenser.
 - Water flow through the coil of the accumulator.

WORKING MODES

- Heating with accumulation in the water tank.
- Direct heating of water with the refrigerant-water exchanger.

REQUIREMENTS

- Input: 230V/50Hz.
- * Other electrical inputs available.
- Water supply.
- Waste water connection.

Note: The picture shown may not correspond exactly to the supplied equipment.